

# 惠州市中心人民医院工作服及布类制品审计价格清单

序号	产品名称	面料	规格	图片	单位	最高单价	参数	备注
1	全院护士服 长袖	涤卡	S-XXXXL (含特肥、 特高型号)		件	88	(1) 精梳双面斜卡面料； (2) 面料成分为35%棉，65%涤，纤维成分含量：聚酯纤维63.7，棉36.3 (3) 喷气织机织造，采用环保耐氯漂分散-士林染料印染 (4) 面料挺括舒适，不易皱，不会起毛起球。 (5) 纱织为22.4*22.7（英支）（±2%），检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度（根/10cm）；经密563，纬密294，（±1%）检测依据：GB/T4668-1995 (7) 甲醛含量≤300，PH值4.0-9.0，检测依据：GB18401-2010 (8) 断裂强度，经向>1000，纬向870，检测依据：GB/T3923.1-2013 (9) 水洗尺寸变化率，经向-2.2，纬向-0.6，检测依据：GB/T8629-2001 (10) 色牢度（级）≥3，检测依据：GB/18401-2010	
2	全院护士服 短袖	涤卡	S-XXXXL (含特肥、 特高型号)		件	77	(1) 精梳双面斜卡面料； (2) 面料成分为35%棉，65%涤，纤维成分含量：聚酯纤维63.7，棉36.3 (3) 喷气织机织造，采用环保耐氯漂分散-士林染料印染 (4) 面料挺括舒适，不易皱，不会起毛起球。 (5) 纱织为22.4*22.7（英支）（±2%），检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度（根/10cm）；经密563，纬密294，（±1%）检测依据：GB/T4668-1995 (7) 甲醛含量≤300，PH值4.0-9.0，检测依据：GB18401-2010 (8) 断裂强度，经向>1000，纬向870，检测依据：GB/T3923.1-2013 (9) 水洗尺寸变化率，经向-2.2，纬向-0.6，检测依据：GB/T8629-2001 (10) 色牢度（级）≥3，检测依据：GB/18401-2010	

3	护士裤-松紧带加抽绳	涤卡	S-XXXXL (含特肥、特高型号)		件	47	<p>(1) 精梳双面斜卡面料;</p> <p>(2) 面料成分为35%棉, 65%涤, 纤维成分含量: 聚酯纤维63.7, 棉36.3</p> <p>(3) 喷气织机织造, 采用环保耐氯漂分散-士林染料印染</p> <p>(4) 面料挺括舒适, 不易皱, 不会起毛起球。</p> <p>(5) 纱织为22.4*22.7 (英支) (±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。</p> <p>(6) 密度 (根/10cm); 经密563, 纬密294, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995</p> <p>(7) 甲醛含量≤300, PH值4.0-9.0, 检测依据: GB18401-2010</p> <p>(8) 断裂强度, 经向&gt;1000, 纬向870, 检测依据: GB/T3923.1-2013</p> <p>(9) 水洗尺寸变化率, 经向-2.2, 纬向-0.6, 检测依据: GB/T8629-2001</p> <p>(10) 色牢度 (级) ≥3, 检测依据: GB/18401-2010</p>
4	护士帽	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71			顶	11	
5	全院男医生服长袖	涤卡	S-XXXXL (含特肥、特高型号)		件	94	<p>(1) 精梳双面斜卡面料;</p> <p>(2) 面料成分为35%棉, 65%涤, 纤维成分含量: 聚酯纤维63.7, 棉36.3</p> <p>(3) 喷气织机织造, 采用环保耐氯漂分散-士林染料印染</p> <p>(4) 面料挺括舒适, 不易皱, 不会起毛起球。</p> <p>(5) 纱织为22.4*22.7 (英支) (±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。</p> <p>(6) 密度 (根/10cm); 经密563, 纬密294, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995</p> <p>(7) 甲醛含量≤300, PH值4.0-9.0, 检测依据: GB18401-2010</p> <p>(8) 断裂强度, 经向&gt;1000, 纬向870, 检测依据: GB/T3923.1-2013</p> <p>(9) 水洗尺寸变化率, 经向-2.2, 纬向-0.6, 检测依据: GB/T8629-2001</p> <p>(10) 色牢度 (级) ≥3, 检测依据: GB/18401-2010</p>

6	全院男医生 服短袖	涤卡	S-XXXL (含特肥、 特高型号)		件	76	<p>(1) 精梳双面斜卡面料；</p> <p>(2) 面料成分为35%棉，65%涤，纤维成分含量：聚酯纤维63.7，棉36.3</p> <p>(3) 喷气织机织造，采用环保耐氯漂分散-士林染料印染</p> <p>(4) 面料挺括舒适，不易皱，不会起毛起球。</p> <p>(5) 纱织为22.4*22.7（英支）（±2%），检测依据:FZ/T01093-2008。</p> <p>(6) 密度（根/10cm）；经密563，纬密294，（±1%）检测依据：GB/T4668-1995</p> <p>(7) 甲醛含量≤300，PH值4.0-9.0，检测依据：GB18401-2010</p> <p>(8) 断裂强度，经向&gt;1000，纬向870，检测依据：GB/T3923.1-2013</p> <p>(9) 水洗尺寸变化率，经向-2.2，纬向-0.6，检测依据：GB/T8629-2001</p> <p>(10) 色牢度（级）≥3，检测依据：GB/18401-2010</p>
7	全院女医生 服长袖	涤卡	S-XXXL (含特肥、 特高型号)		件	94	<p>(1) 精梳双面斜卡面料；</p> <p>(2) 面料成分为35%棉，65%涤，纤维成分含量：聚酯纤维63.7，棉36.3</p> <p>(3) 喷气织机织造，采用环保耐氯漂分散-士林染料印染</p> <p>(4) 面料挺括舒适，不易皱，不会起毛起球。</p> <p>(5) 纱织为22.4*22.7（英支）（±2%），检测依据:FZ/T01093-2008。</p> <p>(6) 密度（根/10cm）；经密563，纬密294，（±1%）检测依据：GB/T4668-1995</p> <p>(7) 甲醛含量≤300，PH值4.0-9.0，检测依据：GB18401-2010</p> <p>(8) 断裂强度，经向&gt;1000，纬向870，检测依据：GB/T3923.1-2013</p> <p>(9) 水洗尺寸变化率，经向-2.2，纬向-0.6，检测依据：GB/T8629-2001</p> <p>(10) 色牢度（级）≥3，检测依据：GB/18401-2010</p>
8	全院女医生 服短袖	涤卡	S-XXXL (含特肥、 特高型号)		件	76	<p>(1) 精梳双面斜卡面料；</p> <p>(2) 面料成分为35%棉，65%涤，纤维成分含量：聚酯纤维63.7，棉36.3</p> <p>(3) 喷气织机织造，采用环保耐氯漂分散-士林染料印染</p> <p>(4) 面料挺括舒适，不易皱，不会起毛起球。</p> <p>(5) 纱织为22.4*22.7（英支）（±2%），检测依据:FZ/T01093-2008。</p> <p>(6) 密度（根/10cm）；经密563，纬密294，（±1%）检测依据：GB/T4668-1995</p> <p>(7) 甲醛含量≤300，PH值4.0-9.0，检测依据：GB18401-2010</p> <p>(8) 断裂强度，经向&gt;1000，纬向870，检测依据：GB/T3923.1-2013</p> <p>(9) 水洗尺寸变化率，经向-2.2，纬向-0.6，检测依据：GB/T8629-2001</p> <p>(10) 色牢度（级）≥3，检测依据：GB/18401-2010</p>

9	男女工勤上衣 (冬装)	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	S-XXXXL (含特肥、 特高型号)		件	62	短身长袖	
10	男女工勤裤 (冬装)	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	S-XXXXL (含特肥、 特高型号)		条	43	长裤	
11	男女工勤上衣 (夏装)	精梳纱绢 JT/C25×2 2.6 104×61	S-XXXXL (含特肥、 特高型号)		件	55	短身短袖	
12	男女工勤裤 (夏装)	精梳纱绢 JT/C25×2 2.6 104×61	S-XXXXL (含特肥、 特高型号)		条	40	长裤	
13	孕妇上衣 (冬装)	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	均码		件	98	长身长袖	
14	孕妇裤 (冬装)	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	均码		条	69	专用长裤	
15	孕妇上衣 (夏装)	精梳纱绢 JT/C25×2 2.6 104×61	均码		件	85		
16	孕妇裤 (夏装)	精梳纱绢 JT/C25×2 2.6 104×61	均码		条	60		
17	介入室洗手衣 (夏装、短袖)	纯棉	S-XXXXL (含特肥、 特高型号)		件	65	(1) 单面斜纹面料； (2) 面料柔软厚实，纹理清晰无瑕疵； (3) 吸湿透气、柔软舒适、耐工业洗涤； (4) 面料成分为100%棉； (5) 纱织为31.9*33.7 (英支) (±2%)，检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度 (根/10cm)；经密520，纬密274，(±1%) 检测依据:GB/T4668-1995 (7) 水洗尺寸变化率，经向-5.7，纬向-1.6，检测依据:GB/T8629-2001 (8) 色牢度 (级) ≥4，检测依据:GB/18401-2010 (9) 甲醛含量≤20，PH值4.0-7.5，检测依据:GB18401-2010 (10) 断裂强度，经向910，纬向390，检测依据:GB/T3923.1-2013 (11) 可分解致癌芳香胺染料，禁用。检测依据:GB18401-2010。	
18	介入室洗手裤 (夏装)				条	52		
19	介入室洗手衣 (冬装、长袖)				件	71		
20	介入室洗手裤 (冬装)				条	53		
21	手术室洗手衣 (短袖)							

22	手术室洗手衣(长袖)	涤府	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	67	(4) 面料成分为35%棉, 65%涤; 纤维成分含量: 聚酯纤维66.5, 棉33.5 (5) 纱织为23.6*24.2 (英支) (±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度(根/10cm); 经密428, 纬密228, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995 (7) 色牢度(级) ≥4, 优等品, 检测依据: GB/T3921-2008 (8) 甲醛含量≤75, PH值4.0-7.5, 检
23	手术室洗手裤				条	52	
24	供应室洗手衣(短袖)	纯棉	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	57	(1) 单面斜纹面料; (2) 面料柔软厚实, 纹理清晰无瑕疵; (3) 吸湿透气、柔软舒适、耐工业洗涤; (4) 面料成分为100%棉; (5) 纱织为31.9*33.7 (英支) (±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度(根/10cm); 经密520, 纬密274, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995 (7) 水洗尺寸变化率, 经向-5.7, 纬向-1.6, 检测依据: GB/T8629-2001 (8) 色牢度(级) ≥4, 检测依据: GB/18401-2010 (9) 甲醛含量≤20, PH值4.0-7.5, 检测依据: GB18401-2010 (10) 断裂强度, 经向910, 纬向390, 检测依据: GB/T3923.1-2013 (11) 可分解致癌芳香胺染料, 禁用。检测依据: GB18401-2010.
25	供应室洗手衣(长袖)				件	65	
26	供应室洗手裤				条	52	
27	新生儿医生服长袖	涤卡	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	67	(1) 精梳双面斜卡面料; (2) 面料成分为35%棉, 65%涤, 纤维成分含量: 聚酯纤维63.7, 棉36.3 (3) 喷气织机织造, 采用环保耐氯漂分散-士林染料印染 (4) 面料挺括舒适, 不易皱, 不会起毛起球。 (5) 纱织为22.4*22.7 (英支) (±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度(根/10cm); 经密563, 纬密294, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995 (7) 甲醛含量≤300, PH值4.0-9.0, 检测依据: GB18401-2010 (8) 断裂强度, 经向>1000, 纬向870, 检测依据: GB/T3923.1-2013 (9) 水洗尺寸变化率, 经向-2.2, 纬向-0.6, 检测依据: GB/T8629-2001 (10) 色牢度(级) ≥3, 检测依据: GB/18401-2010
28	新生儿医生服短袖	涤卡	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	63	
29	新生儿护士服长袖	涤卡	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	74	
30	新生儿护士服短袖	涤卡	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	71	
31	新生儿科医生/护士裤子	涤卡	S-XXXL (含特肥、特高型号)		条	52	
32	心内二区/呼吸二区护士工作服	涤卡	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	93	(1) 精梳双面斜卡面料; (2) 面料成分为35%棉, 65%涤, 纤维成分含量: 聚酯纤维63.7, 棉36.3 (3) 喷气织机织造, 采用环保耐氯漂分散-士林染料印染 (4) 面料挺括舒适, 不易皱, 不会起毛起球。 (5) 纱织为22.4*22.7 (英支) (±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度(根/10cm); 经密563, 纬密294, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995 (7) 甲醛含量≤300, PH值4.0-9.0, 检测依据: GB18401-2010 (8) 断裂强度, 经向>1000, 纬向870, 检测依据: GB/T3923.1-2013 (9) 水洗尺寸变化率, 经向-2.2, 纬向-0.6, 检测依据: GB/T8629-2001 (10) 色牢度(级) ≥3, 检测依据: GB/18401-2010

33	心内二区/ 呼吸二区护 士工作裤		(百付肥、 特高型号)		条	52	(6) 密度(根/10cm); 经密300, 纬密294, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995 (7) 甲醛含量≤300, PH值4.0-9.0, 检测依据: GB18401-2010 (8) 断裂强度, 经向>1000, 纬向870, 检测依据: GB/T3923.1-2013 (9) 水洗尺寸变化率, 经向-2.2, 纬向-0.6, 检测依据: GB/T8629-2001 (10) 色牢度(级) ≥3, 检测依据: GB/18401-2010
34	全院病人服 病员服(有 领)	纯棉	S-XXL		件	52	(1) 单面斜纹面料; (2) 面料柔软厚实, 纹理清晰无瑕疵; (3) 吸湿透气、柔软舒适、耐工业洗涤; (4) 面料成分为100%棉; (5) 纱织为32.1*32.3(英支)(±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。
35	全院病人服 病员服(无 领)	纯棉	S-XXL		件	52	(6) 密度(根/10cm); 经密512, 纬密276, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995 (7) 水洗尺寸变化率, 经向-5.7, 纬向-1.6, 检测依据: GB/T8629-2001 (8) 色牢度(级) ≥4, 检测依据: GB/18401-2010
36	全院病人服 病员裤	蓝白条纯棉 细斜纹 32×32 130×70	均码		条	48	(9) 甲醛含量≤20, PH值4.0-7.5, 检测依据: GB18401-2010 (10) 断裂强度, 经向910, 纬向390, 检测依据: GB/T3923.1-2013 (11) 可分解致癌芳香胺染料, 禁用。检测依据: GB18401-2010。
37	病人袍(成 人)	蓝白条纯棉 细斜纹 32×32 130×70	均码		件	60	
38	病人袍(儿 童)	蓝白条纯棉 细斜纹 32×32 130×70	均码		件	38	
39	内镜中心专 用病人裤	蓝白条纯棉 细斜纹 32×32 130×70	均码		条	41	中间开孔
40	产科(一二 区)病员服 上衣	舒绵尔绒	S-XXXL		件	65	(1) 单面平纹面料; (2) 面料单面磨毛柔软厚实, 纹理清晰无瑕疵; (3) 防透耐磨、耐工业洗涤、穿着舒适; (4) 面料成分为35%棉, 65%涤; 纤维成分含量, 聚酯纤维66.8, 棉33.2 (5) 纱织为24.5*22.8(英支)(±2%), 检测依据:FZ/T01093-2008。
41	产科(一二 区)病员裤		均码		件	52	(6) 密度(根/10cm); 经密441, 纬密238, (±1%) 检测依据: GB/T4668-1995 (7) 断裂强度, 经向980, 纬向680, 检测依据: GB/T3923.1-2013 (8) 水洗尺寸变化率, 经向-1.9, 纬向-0.3, 检测依据: GB/T8629-2001 (9) 色牢度(级) ≥4, 检测依据: GB/18401-2010 (10) 甲醛含量≤75, PH值4.0-8.5, 检测依据: GB18401-2010

42	产科（一二区）婴儿冬装（棉衣）	卡通棉斜纹 32×32 130×70	均码		件	48	红兰色，填充物是纤维棉	
43	产科（一二区）婴儿夏装	卡通棉斜纹 32×32 130×70	均码		件	16	红兰色	
44	儿科（普儿一二区、小儿外科、儿童重症室）病员裤	灰红条平布 C20×20 60×60	均码		条	39		
45	新生儿和尚袍	全棉	均码		件	36	(1) 单面斜纹面料； (2) 面料柔软厚实，纹理清晰无瑕疵； (3) 吸湿透气、柔软舒适、耐工业洗涤； (4) 面料成分为100%棉； (5) 纱织为31.9*33.7（英支）（±2%），检测依据:FZ/T01093-2008。 (6) 密度（根/10cm）；经密520，纬密274，（±1%）检测依据：GB/T4668-1995 (7) 水洗尺寸变化率，经向-5.7，纬向-1.6，检测依据：GB/T8629-2001 (8) 色牢度（级）≥4，检测依据：GB/18401-2010 (9) 甲醛含量≤20，PH值4.0-7.5，检测依据：GB18401-2010 (10) 断裂强度，经向910，纬向390，检测依据：GB/T3923.1-2013 (11) 可分解致癌芳香胺染料，禁用。检测依据：GB18401-2010.	
46	白胚布长骨衫	全棉白坯布 20×20 60×60	均码		件	31		
47	白胚布长骨裤	全棉白坯布 20×20 60×60	均码		条	28		
48	白胚布短裤衫	全棉白坯布 20×20 60×60	均码		件	28		
49	白胚布短骨裤	全棉白坯布 20×20 60×60	均码		条	28		
50	参观衣	棉纱卡 C21×21 108×58	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	86	通用款（蓝色、绿色）	
51	防水手术衣	狄特丝+舒狄丝	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	106		
52	外出服	TC 45/2X21 138X71	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	100		

53	病人服（乳腺外科专用）	斜纹棉 C32×32 130×70	均码		件	57		
54	病人服（骨科一区专用）	精纺蓝格 C40/2×30 90×60	XXXL-M		件	62		
55	病人裤（骨科一区专用）	精纺蓝格 C40/2×30 90×60	XXXL-M		件	56		
56	病人服（特肥上衣）	平纹棉 C20×20 60×60	6XL		件	63		
57	病人裤（特肥）	平纹棉 C20×20 60×60	6XL		件	59		
58	隔离衣	高配斜纹棉 C20×20 108×60	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	71		
59	护士裤（全院用）	高密纺棉平布 C20×20 105×50	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	46		
60	司机服冬装（120专用）	高密纺涤卡 JT/C45/2 ×22.5 138×71	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	90		
61	司机服夏装（120专用）	高密纺涤卡 JT/C25×2 2.6 104×61	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	78		
62	司机裤冬装（120专用）	高密纺涤卡 JT/C45/2 ×22.5 138×71	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	55		
63	司机裤夏装（120专用）	高密纺涤卡 JT/C25×2 2.6 104×61	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	51		
64	外出衣	胡兰海棉 JT/C25×2 2.6 104×61	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	76		
65	手术衣（遮背式）	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	L		件	86		
66	手术衣（冬衣）	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	L		件	71		
67	医生服冬装（120专用）	高密纺涤卡 JT/C45/2 ×22.5 138×71	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	86		
68	医生服夏装（120专用）	高密纺涤卡 JT/C25×2 2.6 104×61	S-XXXL (含特肥、特高型号)		件	76		



69	医生裤冬装 (120专用)	高密纺涤卡 JT/C45/2 ×22.5 138×71	S-XXXL (含特肥、 特高型号)		件	53		
70	医生裤夏装 (120专用)	高密纺涤卡 JT/C25×2 2.6 104×61	S-XXXL (含特肥、 特高型号)		件	48		
71	病房通用被 套	纯棉	160*220		件	112	<p>(1) 单面斜纹面料；</p> <p>(2) 面料柔软厚实，纹理清晰无瑕疵；</p> <p>(3) 吸湿透气、柔软舒适、耐工业洗 涤；</p> <p>(4) 面料成分为100%棉；</p> <p>(5) 纱织为31.9*33.7 (英支) (±2%)，检测依据:FZ/T01093- 2008。</p> <p>(6) 密度 (根/10cm)；经密520，纬 密274，(±1%) 检测依据： GB/T4668-1995</p> <p>(7) 水洗尺寸变化率，经向-5.7，纬向- 1.6，检测依据：GB/T8629-2001</p> <p>(8) 色牢度 (级) ≥4，检测依据： GB/18401-2010</p> <p>(9) 甲醛含量≤20，PH值4.0-7.5，检 测依据：GB18401-2010</p> <p>(10) 断裂强度，经向910，纬向390， 检测依据：GB/T3923.1-2013</p> <p>(11) 可分解镇痛芳香胺染料，禁用。 检测依据：GB18401-2010。</p>	
72	病房通用床 笠		195*90*15		件	74		
73	病房通用枕 套		47*70		件	19		
74	被套(白胚 布)	全棉白坯布 20×20 60×60	160×230		件	71		
75	床单(白胚 布)	全棉白坯布 20×20 60×60	180×280		件	49		
76	枕套(白胚 布)	全棉白坯布 20×20 60×60	45×70		件	11		
77	诊查床罩 (白胚布)	全棉白坯布 20×20 60×60	75×192		件	41		
78	小推车床单 (白胚布)	全棉白坯布 20×20 60×60	60×190		件	33		
79	床笠 (棉纱 卡)	棉纱卡 C21×21 108×58	90×195		件	71		
80	内镜中心床 笠	全棉平布 16×16 60×60	75×190× 15		件	71		
81	血透室床笠	全棉平布 16×16 60×60	90×190× 15		件	71		
82	血透室小被 套	全棉平布 16×16 60×60	100×200		件	84		

83	产科一二区 婴儿被套	卡通棉斜纹 32×32 130×70	100×120		件	46		
84	产科一二区 婴儿枕套	卡通棉斜纹 32×32 130×70	35×50		件	10		
85	产科一二区 婴儿床罩	卡通棉斜纹 32×32 130×70	100×100		件	38		
86	产科一二区 婴儿垫套	卡通棉斜纹 32×32 130×70	85×55		件	23		
87	产科一二区 婴儿包布	卡通棉斜纹 32×32 130×70	100×100		件	39		
88	加大翻身枕 套	卡通棉斜纹 32×32 130×70	50×130		件	22		
89	大翻身枕套	卡通棉斜纹 32×32 130×70	50×115		件	18		
90	中翻身枕套	卡通棉斜纹 32×32 130×70	50×100		件	17		
91	小翻身枕套	卡通棉斜纹 32×32 130×70	40×80		件	13		
92	B超室床笠	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	85×180× 15		件	60		
93	体检中心诊 查床罩	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	60×196× 20		件	59		
94	EICU胶单 枕套	医用防水胶 布	50×80		件	22		
95	烧伤科胶单 床笠	医用防水胶 布	90×195× 25		件	75		
96	双层抬人 单	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	100×185		件	71		
97	中胶单	中间胶布 80×90两头 布50×80	80×190		件	46		
98	全胶单	医用防水橡 胶布	80×190		件	59		
99	蚊帐	涤棉细纱	90×200× 180		件	74		

100	约束带	白坯布 20×20 60×60	4层7×28	无棉	件	12		
101	约束带	白坯布 20×20 60×60	8×32	加棉	件	16		
102	约束带（妇 科门诊专 用）	绿棉纱卡 C21×21 108×58	15×80		件	38		
103	约束带（儿 童）	卡通棉斜纹 32×32 130×70	7×20	单层	件	9		
104	约束带（儿 童）	卡通棉斜纹 32×32 130×70	7×20	加棉	件	16		
105	约束带（四 头绑）	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	50×25×8 0×4		件	20		
106	约束带	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	8×32	加棉	件	16		
107	约束带（专 用单膝）	绿棉纱卡 C21×21 108×58	10×35		件	14		
108	约束带（专 用双膝）	绿棉纱卡 C21×21 108×58	15×80		件	67		
109	产前诊断双 层孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×120		件	67	在正中心开直径16cm的圆形孔	
110	眼科双层大 孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	140×150		件	90	在正中心开直径8cm的圆形孔	
111	眼科单层大 孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×120		件	37	在距首端40cm处向下开直径8cm的圆形孔	
112	眼科单层中 孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	80×90		件	29	在正中心开7×12cm的椭圆形孔	
113	眼科单层包 头巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×150		件	44		
114	眼科单层盆 套	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	50×70		件	24	布袋形，在开口处穿绳子	

115	外科双层大孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×120		件	65	在正中心开2×13cm长方形孔	
116	五官科单层大孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×160		件	49	在距首端55cm处向下开直径10cm的圆形孔	
117	双层中孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	50×90		件	29	在距首端30cm处向下开6×10cm的椭圆形孔	
118	双层小孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	70×70		件	29	在正中心开直径8cm的圆形孔	
119	B超双层孔巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	70×70		件	29	在正中心开直径10cm的圆形孔	
120	双层臂巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	80×80		件	37		
121	三角形裤腿	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	常规款		件	27	对角折	
122	内镜(ERCP)双层包布	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	120×120		件	76		
123	袖套	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	45×20		件	8	一头松紧，一头罗纹	
124	双层特小包布	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	30×30		件	8		
125	双层小包布	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	60×60		件	24		
126	双层中包布	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	80×80		件	37		
127	双层治疗巾	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	60×70		件	24		
128	单层中单	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×150		件	41		
129	双层大包布	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×100		件	49		

130	单层小包布	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	60×60		件	11		
131	单层大包布	靠兰棉纱卡 C21×21 108×58	100×100		件	24		
132	双层剖腹单	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	360×200		件	304		
133	双层剖胸单	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	360×200		件	304		
134	双层甲亢单 (开颅)	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	360×200		件	304		
135	单层中单	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	100×200		件	62		
136	双层骨科大 单	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	220×180		件	196		
137	双层加大外 包布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	170×170		件	156		
138	单层加大外 包布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	170×170		件	79		
139	双层大外包 布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	140×140		件	93		
140	单层大内包 布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	140×140		件	52		
141	双层中外包 布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	120×120		件	86		

142	单层中外包布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	120×120		件	44		
143	双层中外包布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	100×100		件	76		
144	单层中外包布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	100×100		件	39		
145	双层小外包布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	80×80		件	50		
146	单层小外包布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	80×80		件	27		
147	双层台布	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	75×110		件	46		
148	双层裤脚套	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	75×110		件	46		
149	单层治疗巾	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	80×50		件	18		
150	双层托盘套	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	75×110		件	46		
151	袖套	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	60×70		件	25		
152	单层垫单	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	35×100		件	12		
153	单层小孔巾	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	70×60		件	20	①在正中心开直径10cm的孔；②在正中心开10×15的椭圆孔	

154	单层小孔巾	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	60×90		件	24	在正中心开直径10cm的孔	
155	专用污物袋	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	常规款		件	24		
156	小被套	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	150×150		件	84		
157	EICU GICU 双层孔巾	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	120×180		件	128		
158	小被套（新 生儿科专 用）	斜纹棉 C32×32 130×70	90×140		件	49		
159	小被套	靠兰精梳棉 纱绢 C20×20 105×50	150×150		件	87		
160	车床被套	靠兰精梳棉 纱绢 C20×20 105×50	130×230		件	105		
161	床单（手术 床用）	靠兰精梳棉 纱绢 C20×20 105×50	100×240		件	48		
162	双层床单	靠兰精梳棉 纱绢 C20×20 105×50	100×240		件	96		
163	单层小包布 （肾内科）	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	60×100		件	23		
164	单层中包布 （肾内科）	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	110×110		件	38		
165	双层小孔巾 （肾内科）	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	60×80		件	30	在正中心开直径10cm的孔	

166	双层中包布 (肾内科)	全棉深绿棉 纱卡 C20×16 128×60	120×120		件	86		
167	双层包布 (肾内科)	全棉白坯布 20×20 60×60	110×110		件	36		
168	双层孔巾 (肾内科)	全棉白坯布 20×20 60×60	200×250		件	120		
169	双层中孔巾 (门诊口腔科)	全棉白坯布 20×20 60×60	80×80		件	26		
170	双层外包布 (介入导管室)	全棉白坯布 20×20 60×60	120×120		件	41		
171	双层托盘垫 (眼科)	全棉白坯布 20×20 60×60	10×30		件	2	车对角线	
172	单层布筒 (眼科)	全棉白坯布 20×20 60×60	6×140		件	6		
173	双层外包布 (产科二区)	全棉白坯布 20×20 60×60	120×120		件	41		
174	6层专用被 罩	浅绿白条棉 纱卡 C21×21 108×58	120×170		件	243		
175	CT专用床 笠(粉白 条)	粉白条棉纱 卡C21×21 108×58	53×240× 5		件	77		
176	C臂套(手 术室)	绿棉纱卡 C20×16 128×60	35×60		件	37		
177	半面具垫 (四层)	卡通棉纱卡 C21×21 108×58	9×15		件	6		
178	病房通用中 单	彩条斜纹棉 C32×32 133×72	110×180		件	48		
179	衬垫(双 层)(康复 理疗)	卡通棉纱卡 C21×21 108×58	10*25		件	3		
180	衬垫(双层 大)(康复 理疗)	卡通棉纱卡 C21×21 108×58	30×25		件	10		
181	衬垫套(八 层)(康复 理疗)	卡通棉纱卡 C21×21 108×58	5×10		件	4		
182	抽血垫	兰棉卡 C21×21 108×58	18×25		件	10		



183	床单（双层）	粉白条棉纱卡C21×21 108×58	75×300		件	90		
184	床单（值班人员用）	细斜方格C40×40 68×68	260×160		件	68		
185	枕套（值班人员用）	细斜方格C40×40 68×68	70×45		件	14		
186	被套（值班人员用）	细斜方格C40×40 68×68	230×160		件	90		
187	单层手术床单	涤绿棉卡C20×16 128×60	100×220		件	86		
188	单层中药内袋（中医正骨专用）	白棉纱卡C21×21 108×58	20×30		件	6		
189	单层中药外袋（中医正骨专用）	白平布C20×20 60×60	20×25		件	5		
190	防水被罩（1）	防水布	150×150		件	110		
191	防水被罩（2）	防水布	120×230		件	157		
192	防水床垫套	防水布	55×70		件	36		
193	防水垫	海棉	20×40×8		件	42		
194	防水诊疗床罩（军绿色）	防水布	120×210 ×20		件	140		
195	防水枕套	防水布	45×70		件	29		
196	妇检床套	碎花棉纱卡C21×21 108×58	50×70×4 0		件	41		
197	妇检裙	碎花棉纱卡C21×21 108×58	均码		件	74		
198	介入专用四层固定带	涤卡JT/C45/2 ×20.5 138×71	25×180		件	181		
199	裤形腿套（康复医学科专用）	兰棉纱卡C21×21 108×58	40×55×1 00		件	29		
200	罗纹布	拉架棉 20支 纱 2×2	60cm		件	60		
201	棉被	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	150*220 (8斤)		件	190		
202	棉被	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	150*220 (6斤)		件	154		
203	棉被	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	85*95 (2 斤)		件	62		
204	棉被	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	150*220 (4斤)		件	107		
205	棉被	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	150*150 (2斤)		件	73		

206	棉被	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	120*220 (3斤)		件	88		
207	棉被 (车床 用)	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	220*120 (6斤)		件	143		
208	棉被 (婴儿 棉被)	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	88*89 (1.5斤)		件	51		
209	专用空调被	纤维棉 聚酯 纤维	纤维棉 120*220		件	84		
210	小棉被 (产 一用)	优质棉 纯棉 平布套 一等 品	85*87 (1.1斤)		件	42		
211	诊查床罩	棉纱卡 C21×21 108×58	60×190× 200		件	67		
212	诊疗床罩 (康复理疗 双面斜卡, 白)	涤卡 JT/45/2× 20.5 138×71	60×190× 200		件	78		
213	诊疗床罩 (康复理疗 双面斜卡, 白)	涤卡 JT/45/2× 20.5 138×71	70×190× 20		件	83		
214	诊疗床罩 (康复理疗 双面斜卡, 白)	涤卡 JT/45/2× 20.5 138×71	120×210 ×20		件	107		
215	枕芯 (大翻 身枕)	涤棉 T/C40×40 133×72	3.5斤棉 (40*100 )		件	48		
216	枕芯 (通 用)	涤棉 T/C40×40 133×72	1.5斤PP棉 (40*60)		件	28		
217	高端枕芯	涤棉 T/C40×40 133×72	45×65 (决明子与 高弹棉)		件	39		
218	枕芯 (小翻 身枕)	涤棉 T/C40×40 133×72	2斤PP棉 (35*70)		件	37		
219	枕芯 (中翻 身枕)	涤棉 T/C40×40 133×72	2.5斤棉 (35*80)		件	41		
220	儿童枕芯	0.5PP棉 卡 通斜纹棉 C40×40 133×72	30×45		件	22		
221	儿童枕芯	0.8斤木棉 卡通斜纹棉 C40×40 133×72	30×45		件	29		
222	专用气垫床 罩	兰格棉纱卡 C21×20 108×58	90×195× 30		件	98		
223	专用双层床 单	粉白条棉布 C21×20 108×58	75×320		件	97		

224	污物袋	精梳涤卡 T/C45/2× 21 138×71	75×75×1 30		件	54		
225	专用污物袋 (手术室)	绿斜 C21×16 120×60	65×95×7 5		件	91		
226	专用仪器罩	水兰绿段条 CVC30×30 133×76	70×70×1 10		件	93		
227	专用枕套 (CT粉白 宽、康复理 疗绿白条)	粉白条棉纱 卡 C21×21 108×58	45×65		件	18		
228	专用枕套 (手术室专 用)	兰格棉纱卡 C21×20 60×60	45×65		件	18		
229	子宫圈(加 棉)新生儿 科专用	防水纤布 PP棉	30×140		件	44		
230	子宫圈外套 (新生儿科 专用)	防水纤布 卡 通棉卡	30×150		件	31		
231	围脖(病人 用)	斜纹棉 C32×32 130×70	60×70		件	54		
232	围脖(手术 室医护人员 用)	四层 棉纱卡 C21×21 108×58	12×100		件	20		
<b>合计:</b>						<b>13807</b>		